



## Advia 60

*Pequeño... Pero sorprendentemente eficaz*

### Analizador hematológico de 18 parámetros

- Analizador Hematológico Compacto de 18 parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, PCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, PDW. Diferencial de tres partes (valor absoluto y %), granulocitos, linfocitos, monocitos.
- Toma 10 µl de muestra a través de tapa de goma (tubo cerrado) para evitar derrames y contaminación con la muestra (bioseguridad). También puede trabajar con tubo abierto.
- La zona de toma de muestra tiene posiciones portatubos individuales para evitar contacto del operador con el sistema de punción y toma de muestra.
- Velocidad de procesamiento 60 tests / hora con ciclos de encendido, limpieza y apagado automáticos.
- Posee teclado alfanumérico para la introducción de datos del paciente y posibilita almacenar datos de los pacientes en tarjetas Patient Memory Card.
- Proporciona histogramas de Glóbulos Rojos, Glóbulos Blancos y Plaquetas y tiene un completo sistema de alarmas para células anormales y recuentos fuera de los límites normales.
- Los reactivos: diluyentes, lisantes y soluciones de limpieza así como el recipiente de residuos están incorporados en un único empaque (Timepac) cuya ventaja es que se evita el manejo de distintos recipientes y el contacto con los residuos patológicos (bioseguridad).

