

mindray

healthcare within reach

**ANALIZADOR DE QUIMICA SEMI-AUTOMATICO
MARCA: MINDRAY MODELO: BA-88
PROCEDENCIA: CHINA**



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

FUENTE DE LUZ: Lámpara halógena de cuarzo 12V/20W

RANGO DE LONGITUD DE ONDA

- Automático por rueda de filtro de 8 posiciones
- 7 filtros standard: 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630nm,
- 1 posición libre para filtro opcional
- Ancho de banda < 8nm
- Desviación de luz: < 1.0 % @ 340 nm



Tel. 5558199705

excelab2014@hotmail.com