

Rapidpoint® 400 Series



Especificaciones:

Dimensiones	11,5" de ancho x 16" de profundidad x 21,5" de alto (30 x 42 x 55 cm)
Peso	34 libras (15,5 kg.)
Energía	100 - 240 VCA, 48/62 Hz
Tipo de ejemplo	Muestra de sangre Gas en sangre (pH, pCO ₂ , pO ₂) Electrolitos (Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻)
Nombre de la prueba	Metabolitos (Glucosa, Hct) CO-Oximetría (tHb, sO ₂ , O ₂ Hb, HHb, COHb, MetHb) Bilirrubina total neonatal
Tiempo para resultados	Resultados de 60 segundos
Interfaz de usuario	Pantalla táctil, escáner de código de barras